

Документи та записи



World Health
Organization



Завдання навчання

Наприкінці цього заняття ви зможете:

- пояснити різницю між документами та записами;
- описати ієрархію документів та роль кожного з рівнів;
- окреслити зміст інструкції з контролю над якістю;
- окреслити зміст, який повинен відповідати стандартній процедурі експлуатації;
- пояснити важливі етапи, чи елементи, лабораторної системи документообігу;
- описати методи та інструменти для правильного зберігання документів та записів.

Сценарій

Ви знайшли всі ці папери на робочому столі. **Які з них можна вважати документами, а які - записами?**

- алгоритм проведення аналізу
- інструкція з безпеки
- результати аналізу пацієнта
- стандартні операційні процедури (СОПи) затвердженого швидкого тесту на ВІЛ
- вкладки тестових наборів
- опис результатів, отриманих під час візиту
- звіт про заходи щодо усунення виявлених порушень
- температурний журнал (порожня форма)
- запис про контроль над якістю (порожня форма)
- щоденний журнал технічного обслуговування (заповнений)
- картки обліку та інвентарна книга (заповнені)
- Журнал транспортування зразків зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень (EQA) (ЗОЯ) (заповнений)

Система контролю якості



Чому лабораторії повинні вміло організовувати документацію та записи?

**Щоб знайти інформацію,
коли це потрібно!**



Документи та записи - чим вони відрізняються?

■ Документи

- передача інформації через правила, процеси та процедури
- потрібне оновлення




■ Записи

- збір інформації в графіках, формах, ідентифікаторах і медичних картках
- постійні, незмінні



Інформація є основним продуктом лабораторії





Політика



Лабораторія Документи

Процедури



Процеси



Політика “ЩО РОБИТИ”

"Письмова заява про загальні наміри та напрямки роботи, визначені та затверджені керівництвом" (CLSI HS1-A3)

Правила:

- сказати «що робити» широко та загально
- додати організаційну місію, цілі та мету
- закласти основу для системи якості
- вказати все в інструкції з якості

Процеси «ЯК ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ»

«Набір взаємопов'язаних або взаємодіючих операцій, які перетворюють вхідні дані на вихідні»
(ISO 9000 4.3.1)

Процеси:

- описати кроки, необхідні для проведення політики з якості
- легко представити її в схемах
- задіяти серію кроків, які зазвичай відбуваються протягом певного періоду часу

Процедури «**ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ**»

Стандартні операційні процедури (СОПи)

- покрокові інструкції для виконання однієї дії

Інструкція для виконання операцій

- скорочена версія СОПи
- не замінює СОПи

Ієрархія документів



Процедури

«Як це зробити»

Процеси

«Як це
відбувається»

Правила

«Що робити»

Чому документи важливі?



- основні керівні принципи для лабораторії
 - інструкція з контролю якості
 - СОПи
 - довідкові матеріали
- необхідні за формальними лабораторними стандартами

Документи є комунікаторами системи управління якістю

Вербальні інструкції часто виглядають таким чином:

- не почув
- неправильно зрозумів
- швидко забув
- важко виконати






Документи є відображенням організації лабораторії та її управління якістю.

Правильне дотримання правил
це:

**«Робіть те, що ви пишете, і
пишіть те, що ви робите».**

Належно підготоввані документи:

- зрозумілі
- лаконічні
- зручні у використанні
- чіткі
- точні
- актуальні (регулярно оновлюються)



Документи для робочих процесів повинні бути доступні персоналу на робочому місці:

- вказівки для обробки вхідних зразків
- стандартні операційні процедури (СОПи) для кожного аналізу
- карти з контролю над якістю та інструкції з усунення несправностей
- інструкції з безпеки та запобіжних заходів



Інструкція з контролю якості

**це документ, що описує
систему управління якістю
організації**

(ISO 15189)

Інструкція з контролю якості

- повідомляє інформацію
- є основою або дорожньою картою для того, щоб відповідати вимогам системи управління якістю
- демонструє прихильність керівництва до якості




Написання інструкції з контролю якості

**Гнучкі стиль та структура;
зробіть все можливе,
щоб задовольнити
потреби лабораторії
та замовників**

Написання інструкції з контролю якості

Сформувавати наглядовий комітет



**Встановити правила
для 12 основних
елементів системи
якості (QS)**

Organization

Personnel

Equipment

Information
Management

Facilities
&
Safety

**Описати, як
відбуваються
процеси, які
відповідають
якості**

**Стандартні
процедури**


Ключові моменти: інструкція з контролю якості

- лише ОДНА офіційна версія
- не існує «зроблено», завжди існує можливість вдосконалюватися
- її прочитали і затвердили всі працівники
- використано найбільш адаптовану мову

**Дуже велика робота, але
дуже корисна**

Стандартні операційні процедури (СОПи) – це документи, які:

- описують, як виконати аналіз, використовуючи покрокові інструкції
- письмові стандартні операційні процедури (СОПи) допомагають забезпечити:
 - послідовність
 - точність
 - якість



Належна стандартна операційна процедура (СОПи)

- надає детальну, зрозумілу та стислу інструкцію для методів проведення аналізів
- зрозуміла для нового персоналу
- її розглянуло та затвердило керівництво
- оновлюється на регулярній основі (мінімум 1раз/рік)

Стандартний формат СОП

Version 1.0	METHYLENE BLUE STAINING	Application date 01/06/2003
Reference : VPD-Lab-QAM		Page : 1
Chapter : 5-3		
Author:	Дж. Джонсон (J. Johnson),	
Reader:	Р.Б. Сміт (RB Smith)	
QA Validator:		
Recipient:	Весь персонал лабораторії	
Modifications:	Initial version 26/05/2003	

Principle : Methylene blue is a simple stain that is particularly useful in the identification of *Corynebacterium* species.

The metachromatic granules of *C. diphtheriae* readily take up Methylene blue dye and appear deep blue. Although some authors have stated that the cytoplasmic granule formation characteristic of *C. diphtheriae* is rarely seen with saprophytic species of *Corynebacterium*, this criterion is unreliable and cannot be used for definitive identification of *C. diphtheriae* without further studies.

Procedure

1. Heat-fix the smear. Flood the surface of the smear with the Methylene blue-staining solution for 1 minute. Wash the slide with water and blot dry.
2. In the past it was necessary to add alkali to the above solution before use. However, Methylene blue dyes prepared in recent years do not require this additional step because acid impurities found in older stains have been removed.

Results

Interpretation

The corynebacteria are pleomorphic bacilli that range in size from 0.5 to 1.0 μm in width and from 2 to 6 μm in length and appear as straight, curved, or club-shaped rods. Characteristic for the micro-organisms are metachromatic granules that take up Methylene blue stain and appear dark blue. Although this finding is characteristic of the corynebacteria, species of the

- Комп'ютеризована процедура
- Стандартизація:
 - Заголовок
 - Версія / розділ / довідник
 - Автор / читач / валідатор
 - Користувач
 - Дата редакції / дата подання заявки
 - Типовий зміст
- Звичайне оновлення та зберігання різних версій

Повний стандартний заголовок

TML\MSH Microbiology Department Policy & Procedure Manual	Policy # MI\RESP\11\v05	Page 1 of 5
Section: Respiratory Tract Culture Manual	Subject Title: SPUTUM (Including Endotracheal Tube and Tracheostomy Specimens)	
Issued by: LABORATORY MANAGER	Original Date: September 25, 2000	
Approved by: Laboratory Director	Revision Date: September 14, 2006	
	Annual Review Date: August 13, 2007	

Використовують лише у верхній частині першої сторінки

Скорочений стандартний заголовок

TML\MSH Microbiology Department Policy & Procedure Manual	Policy # MI\RESP\11\v05	Page 2 of 5
Respiratory Tract Culture Manual		

- **інші сторінки для кожної процедури**
- **використовують у верхній частині всіх інших сторінок**

Під час підготовки СОПів

**визначити
порядок
використання**

**встановити
терміни для
оновлення**



**оцінити
наукову
цінність**

**зібрати всі
документи**

**включити
кожен крок**

Запропонований зміст для СОП

- Заголовок: Назва аналізу
- Мета: Медичне застосування
- Інструкції:
 - Попередня підготовка
 - Дослідження
 - Робота після дослідження
- Встановлені посилання на верифікацію методу
- Ім'я автора
- Підпис, що затверджує, - ініціали та дата

Унікати перенасичення деталями...

- Негативний приклад: «Мета цієї процедури – задокументувати зазначені вище дії, надалі необхідні завдання за умов, що перешкоджають їхньому виконанню в непослідовному порядку, де така непослідовність може потенційно призвести до того, що результати необхідних завдань не будуть повторюватись або відтворюватись»...





Не покладайтеся виключно на інструкції виробника

**Інструкції не містять конкретної інформації для проведення аналізу,
а саме:**

- необхідних матеріалів, яких немає в наборі
- особливих вимог безпеки
- зовнішніх вимог до контролю над ЯКІСТЮ

Інструкції для виконання операцій (робочі інструкції)

- скорочена версія СОП
- написано рукою або надруковано
- помітні на місці, де проводять аналіз
- корисний інструмент для того, щоб переконатись у правильності виконання всіх кроків аналізу



 **REMINDER** 

Інструкції для виконання операцій

CULTURES

- URINES** — 1/2 BA & CLED or MAC + 1/2 BA
Clinical data Typhoid, Pso & gastro-enteritis — Centrifuge & put day into Selenite F broth overnight then culture.
- STOOL** — FDCA or XLD, Selenite F broth — incubate overnight.
Under 2 yrs — EMB, BA or MAC
ALL rice water stools — TCBS & alkaline peptone water for vibrios
- BLOOD** — incubate at 37°C overnight.
Subculture 10 days — 1st, 5th, 10th day. BA (anO₂), MAC & CHOC
- VAGINAL SWAB (cervical)** — Wet prep: epithelial cells, wbc's, T. va. clue cells & spermatozoa.
Gram: clue cells and organisms
BA, CHOC & MAC.
(TM or NYC) for gonococcal isolation
Sweep choc.
as vaginal swab.
- URETHRAL/PENILE DISCHARGE** — as vaginal swab.
- THROAT SWAB** — Gram stain - BA, CHOC & MAC
- EAR SWAB** — Wet Prep & Gram Stain. BA, CHOC, MAC
- EYE SWAB** — Same as ear.
- WOUNDS & Fluids** — All surgical specimens eg Catheter tips & in Robertson's medium, incubate at 37°C overnight
BA, CHOC, MAC
- Burns**
- Fluids** — wet prep. 1/2 BA, CHOC, MAC & AZIDS
Deposit — Gram. Leish, ZN & in Robertson
1/2 BA, CHOC, MAC. All joint fluids for culture.

AFB SMEAR STAINING

- Always use new, grease free, and clean slides. Correctly label slides with stylus or lead pencil.
- Fish out yellowish portion from sputum container and place on slide with the rough end of the stick.
- Spread material evenly in an approximate area of 2cm X 1cm so that new point is visible on drying.
- Air dry smear completely and then heat fix smear in a flame.
- Place slides on the staining rack without touching each other. Always add Positive and Negative control slides.
- Cover slides with freshly filtered carbol fuchsin.
- Heat gently with a torch until steam rises from the slides. Stain for five minutes.
- Wash gently with water.
- Drain the water.
- Cover slides with decolorizing solution for three minutes.
- Wash thoroughly with water. If slide is not decolorized properly repeat step 10 for additional 1-3 minutes. Rinse thoroughly with water.
- Drain the water.
- Cover with counter stain. Methylene blue for one minute.
- Drain the counter stain.
- Wash with water. Wipe the back side of slides with tissue paper.
- Air dry the slides in a rack.
- View the smear under oil immersion. AFB: Fine, red rods against blue background.

AFB Counts	Recording/Reporting
0 to 9 AFB in 100 fields	—
1 to 9 AFB in 100 fields	Actual AFB count
10 to 99 AFB in 100 fields	—
1 to 10 AFB per field	—
20 to 100 AFB per field	—
> 10 AFB per field	—
at least 20 fields	—

Report the findings as per WHO and IGHUO recommendations.

A joint effort of:

The illustrations 1 and 2-17 are used with the permission of RIT/IGUO from "TB Bacteriology Examination to Step 18 by Akiko Fujita"

Інструкції щодо виконання операцій



Контроль документації

забезпечує наявність,
коли це необхідно

запевняє, що
використовують
найновішу
версію



організаційний
інструмент

Елементи контролю документації

- система для організації, наприклад система нумерації або кодування
- схвалення, розповсюдження та процес перегляду
- основний журнал, який показує, які документи перебувають в обігу
- доступ до документів у місці використання
- система для архівації

**правила
та
стандарти**

СОПи

**Документи,
які
контролюють
процеси**

**інструкції
про порядок
обслуговування
обладнання**

**тексти,
статті,
довідкова
література**

Документи зовнішнього походження

- Включені до системи контролю документів лабораторії:
 - інструкція для обслуговування інструментів
 - галузеві норми
 - стандарти ISO
 - посилання, використані для документації

Система нумерації

- важливо, щоб була однакова система нумерації
- не потрібно змінювати поточної системи, яка працює
- єдина система: літера для кожного типу документа, а потім присвоєний номер: В1, В2, В3 для книжок та Т1, Т2 для офіційних текстів
- кількість всіх сторінок документа
- посилання на код документа, на сторінки та код місцезнаходження: Книга 2, сторінки 188-200, полиця 1: В2,188-200, ВS1

Процес підготовки документів та контролю над ними




Реалізація контролю документів

- збір наявних документів та записів
- перегляд та оновлення
- визначення додаткових потреб
- розробка або отримання документів, форм, графіків, журналів, звітів
- залучення зацікавлених сторін

Загальні проблеми контролю документів

- застарілі документи
- розсилають занадто багато документів, і система не може підтримувати робочого стану
- відсутність контролю документів зовнішнього та внутрішнього походження



Чому записи важливі?

Постійний контроль системи якості

Зразок відстежується протягом всього процесу

Інструмент управління

Виявляють проблеми







Зберігайте інформацію, яку ви можете забути!

- утилізація відхилених зразків
- скерування зразків в іншу лабораторію
- записи про несприятливі події або проблеми
- записи інвентаризаційних перевірок та зберігання
- дата придбання обладнання, профілактичне обслуговування та усунення несправностей



Зміст протоколу досліджень ISO 15189

- ідентифікація аналізу
- лабораторна ідентифікація(назва,адреса)
- унікальна ідентифікація пацієнта та місцезнаходження
- ім'я та адреса заявника
- дата і час забору матеріалу
- час надходження в лабораторію
- дата і час написання звіту
- тип первинного зразка
- результати (система одиниць СІ)
- біологічний референтний інтервал
- пояснювальні коментарі
- підпис відповідальної особи
- примітки, якщо надано звіт з коректуванням результату

Паперові системи

■ Постійність

- потребують об'єднання книжок
- нумерація сторінок
- використання стійких чорнил
- контроль зберігання

■ Доступність

- використання системи, яка дозволить полегшити доступ

■ Безпечність

- збереження конфіденційності
- захист від небезпек навколишнього середовища


■ Просте відстеження


- дозволяє відстежувати зразок на всіх етапах



Електронні системи

- **ПОСТІЙНІСТЬ**
 - технічне обслуговування комп'ютерних систем, резервне копіювання
- **БЕЗПЕЧНІСТЬ**
 - доступність
 - конфіденційність, захист інформації
- **ПРОСТЕ ВІДСТЕЖЕННЯ**







Підсумки

Документи:

- включають письмові правила, процеси та процедури
- їх потрібно оновлювати та підтримувати

Записи:

- включають інформацію, зафіксовану під час процесів
- є постійними, не вимагають оновлення

Належна програма контролю документів:

- використовується найбільш актуальна версія
- готовність до роботи та легкість доступу

Ключові тези

- Інформація - це наш продукт.
- Документи необхідні для забезпечення точності та узгодженості роботи в лабораторії.

Сценарій

Ви знайшли всі ці папери на робочому столі. **Які з них можна вважати документами, а які - записами?**

- алгоритм проведення аналізу
- інструкція з безпеки
- результати аналізу пацієнта
- стандартні операційні процедури (СОПи) для затвердженого швидкого тесту на ВІЛ
- вкладки тестових наборів
- опис результатів, отриманих під час візиту
- звіт про заходи щодо усунення виявлених порушень
- температурний журнал (порожня форма)
- запис про контроль якості (порожня форма)
- щоденний журнал технічного обслуговування (заповнений)
- картки обліку та інвентарна книга (заповнені)
- журнал транспортування зразків за зовнішньою оцінкою якості лабораторних досліджень (EQA) (заповнений)

Сценарій

Ви знайшли всі ці папери на робочому столі. **Які з них можна вважати документами, а які - записами?**

- алгоритм проведення аналізу
- інструкція з безпеки
- результати аналізу пацієнта
- стандартні операційні процедури (СОПи) для затвердженого швидкого тесту на ВІЛ
- вкладки тестових наборів
- опис результатів, отриманих під час візиту
- звіт про заходи щодо усунення виявлених порушень
- температурний журнал (порожня форма)
- запис про контроль якості (порожня форма)
- щоденний журнал технічного обслуговування (заповнений)
- картки обліку та інвентарна книга (заповнені)
- журнал транспортування зразків за зовнішньою оцінкою якості лабораторних досліджень (EQA) (заповнений)



Питання?
Коментарі?